

Ficha Técnica

Máscara Nasal Wisp Pediátrica

Especificações Técnicas

- **Fabricante:** Philips Respironics
- **Modelo:** Wisp Pediátrica
- **Registro ANVISA:** 10216710241
- **Tipo de Máscara:** Nasal (cobre o nariz)
- **Indicação de uso:** Crianças com peso superior a 10 kg em terapia com pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP), ventilação não invasiva ou terapia de dois níveis
- **Faixa de pressão operacional:** 4 a 20 cmH₂O
- **Nível de Ruído:** 21,1 dBA

Design e Conforto

- **Design Único:** Estampas de girafa para tornar a experiência mais amigável às crianças
- **Apoio de testa:** Não possui, permitindo o uso confortável de óculos e maior clareza de visão
- **Almofada inclusa:** Três tamanhos (pequeno/médio e grande) para melhor ajuste ao rosto infantil
- **Disco de correção de vazamento:** Permite ajustes precisos sem remover a máscara, facilitando o uso por pais e cuidadores
- **Tubo curto giratório 360° com suporte:** Proporciona maior liberdade de movimento durante o sono



Materiais:

- **Almofada:** Silicone
- **Fixador Cefálico:** USB/lycra® de poliuretano/nylon/elastano
- **Estrutura:** Nylon/Elastano/Polycarbonato/seguro/Poliétileno/acrílico
- **Clipe de fixador cefálico:** Nylon revestido
- **Tubo curto:** Elastômero de poliéster termoplástico com parte seladora em Nylon/Elastano
- **Conector articulável:** Nylon acrílico

Conteúdo Embalagem

- **1 Máscara Nasal Wisp Pediátrica completa com fixador**
- **3 Almofadas Nasais: Tamanhos pequeno, médio e grande**