

Personal Best Medidor de picos de fluxo

Peak flow meter



Personal Best traz um novo padrão em conveniência, consentimento e confiança. Personal Best tem um design leve, completo e portátil que oferece acesso fácil ao monitoramento de picos de fluxo, para você ou seus pacientes.

Características

Opções de alto e baixo alcance para leituras precisas

Personal Best está disponível em alcance alto (60-810 L/min) e baixo (50-390 L/min).

Alça integrada para um melhor manuseio

A alça integrada ajuda aos pacientes a usarem o Personal Best corretamente. Quando não está em uso, a alça pode ser usada para melhor carregar oferecendo uma melhor portabilidade e proteção.

Esterilizável para uma maior higiene

Esterilizável para uma maior higiene

Bocal seguro para mais higiene

Essa ferramenta de segurança reduz o risco de contaminação cruzada durante teste com múltiplos pacientes, e a válvula de via única impede que pacientes respirem durante através de seu medidor durante o teste de taxa de fluxo de expiração.



Inspeção de qualidade assegura a precisão e reprodutibilidade

100% das unidades de Personal Best são inspecionadas pelo controle de qualidade na fabrica antes do despacho. Precisão e reprodutibilidade são asseguradas por no mínimo dois anos.

Especificações

Sistema Geral

Dimensões	6.5" L x 2.0" W x 0.8" H Polegadas
Peso	3.0 oz

Dados de performance

Precisão	+/- 10% ou 20 L/min
Reprodutibilidade	Menos de 5% ou 10 L/min
Variância entre dispositivos	Menos de 10% ou 20 L/min

Materiais

Corpo Principal	Plástico ABS resistente ao impacto
Capa e alça	Polipropileno de alta densidade
Escala	Estampado a quente, resistente a álcool

Dado de calibragem – alto alcance

Alcance de medidas	60-810 l/min
--------------------	--------------

Resolução	10 l/min
-----------	----------

Dado de calibragem – baixo alcance

Alcance de medidas	50-390 l/min
--------------------	--------------

Resolução	5 l/min
-----------	---------