

PHILIPS
RESPIRONICS

Wisp

Máscara nasal

O desempenho tem um novo estilo



Combina desempenho e conforto

A Wisp combina o desempenho e o conforto de uma máscara nasal com o design minimalista, permitindo que os pacientes possam ler, ver televisão ou usar óculos.



Design compacto

O design inteligente e compacto da Wisp elimina a necessidade de um apoio para a testa e oferece um melhor campo de visão e uma experiência menos intrusiva para o paciente.

As almofadas para a ponta do nariz garante um maior nível de conforto e vedação.



Clipes magnéticos

Os cliques magnéticos fazem com que a retirada do arnês seja feita de forma muito mais fácil do que antes. Facilitam o uso da máscara em pacientes com destreza limitada ou artrite.

Os cliques magnéticos foram desenvolvidos para serem utilizados com a máscara nasal Wisp adulto por pacientes com peso superior a 30 kg, e os cliques-padrão, para serem utilizados com a máscara nasal Wisp Youth.

Arnês

com faixa elástica e suporte a tubo integrado. O autoajuste proporciona um encaixe mais natural.

Pequeno	1109307
Padrão	1094082
Grande	1094078

Estrutura em tecido reversível

em camurça suave ou cetim sedoso. Estrutura de silicone Wisp disponível para oferecer uma sensação mais natural

Estrutura de silicone	1094080
Estrutura de tecido	1094081



Estrutura de silicone

Clipes magnéticos no arnês*

Permitem ajuste e encaixe fáceis e rápidos.

Clipes magnéticos (x2)	1120434
Clipes (x2)	1094083

Design minimalista da almofada "nasal" com tecnologia Auto Seal

Oferece experiência de contato mínimo e vedação excepcional

Pequeno/médio (S/M)	1094087
Grande (L)	1094088
Extra grande (XL)	1112031

Cotovelo com rotação de 360°

Conta com design de liberação rápida e expiração silenciosa

Tubo e cotovelo	1105624
-----------------	---------

Informação para pedidos

Máscara nasal Wisp adulto* com porta de expiração

Referência

Máscara com estrutura de silicone	ES1094060
Máscara com estrutura de tecido	ES1094061

Máscara nasal Wisp adulto* sem porta de expiração

Referência

Máscara SE com estrutura de silicone	ES1094062
--------------------------------------	-----------

Máscara nasal Wisp juvenil** com porta de expiração

Referência

Máscara com estrutura de tecido e arnês de tamanho pequeno	1109308
--	---------

* Destinado a pacientes que pesam 30 kg ou mais. Cada embalagem inclui três tamanhos de almofadas: S/M, L e XL

** Destinado a pacientes que pesam 18 kg ou mais. Cada embalagem inclui três tamanhos de almofadas: P, S/M e L

