



Fiabilidade portátil

© 2017 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio. As marcas comerciais pertencem à Koninklijke Philips N.V. ou respetivos proprietários.

BEAC 2/21/17 PN468516

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668, EUA

www.philips.pt/simplygo-mini



Construído a pensar nos **pacientes ativos** dos nossos dias

O concentrador de oxigénio portátil SimplyGo Mini foi pensado para o ajudar a oferecer um melhor serviço aos seus pacientes, visto que se trata de um dispositivo fiável e leve com características que o tornam muito atrativo para os pacientes dos nossos dias.

A nossa reputação fala por nós, com todos os produtos da Philips Respironics a destacarem-se por uma mesma característica: a excelência do seu design e construção. Agora, com o SimplyGo Mini, pode oferecer aos seus pacientes uma seleção de excelência em concentradores de oxigénio portáteis leves.

A importância da fiabilidade

Ao fornecer um COP a um paciente, precisa de estar certo da sua fiabilidade e robustez para ajudar o seu negócio a:

- Diminuir os custos recorrentes associados ao fornecimento de oxigénio e aos problemas com os cilindros
- Reduzir os custos de manutenção
- Simplificar a gestão das existências
- Proporcionar aos seus pacientes a autonomia de que necessitam

O SimplyGo Mini foi submetido à mesma bateria de testes rigorosos que o nosso COP SimplyGo. Além disso, o SimplyGo Mini foi submetido a condições extremas, incluindo impactos, vibrações e variações de temperatura para garantir um desempenho fiável no dia-a-dia.

Design simples e inteligente

Ao criar o SimplyGo Mini, o concentrador de oxigénio portátil mais pequeno e leve da história da Philips Respironics, tivemos em mente os pacientes dos nossos dias, e é essa a razão das suas características:

- Design fino e atraente
- Bateria externa de grande autonomia e fácil remoção
- Dispositivo leve (2,3 kg)
- Ecrã intuitivo e fácil de ler
- Mala de transporte resistente e confortável



O fabricante deste COP determinou que este dispositivo se encontra em conformidade com todos os requisitos da FAA aplicáveis ao transporte e utilização do COP a bordo de um avião.



Razões para comprar **um produto de qualidade**



Dar resposta às necessidades dos pacientes



Maior confiança do médico e dos pacientes no desempenho do equipamento



Maior fiabilidade do equipamento e menor custo de substituição



Diminuição do número de incidentes, que se traduz numa maior eficiência da gestão dos seus recursos

Soluções para os cuidados de pacientes **One COPD**

Modelo com assistência integrada que dá a máxima prioridade ao paciente—O One COPD concentra-se no paciente, baseia-se em estudos clínicos e usufrui dos dispositivos, do apoio e da experiência da Philips.

A tecnologia, formação e conectividade conjugam-se para proporcionar uma experiência de cuidados perfeita vocacionada para a satisfação do paciente, para uma melhoria dos cuidados prestados ao paciente e para uma redução dos respetivos custos.



Especificações do produto			
Concentrações de oxigénio ¹	No mínimo, 87% em todas as definições (máximo de 96%) ¹ Com base numa pressão atmosférica de 101 kPa a 21 °C		
Pressão de saída	138 kPa		
Definições de fluxo e volumes de impulso	Definição	Vol. impulso nom. a 20 BPM	Saída máx. vol. minuto
	1	11 ml	220 ml/min
	2	22 ml	440 ml/min
	3	33 ml	660 ml/min
	4	44 ml	880 ml/min
	5	50 ml	1.000 ml/min
+/- 25% ou 6 ml, o que for maior (média de 20 impulsos consecutivos) ao longo do intervalo ambiental nominal			
Nível sonoro	43 dBA típico nas definições 2 e 20 BPM; 49 dBA típico nas definições 5 e 20 BPM		
Características físicas			
Tamanho	Com a bateria padrão: 23,9 cm x 21,1 cm x 9,1 cm Com a bateria de maior autonomia: 25,9 cm x 21,1 cm x 9,1 cm		
Peso	2,3 kg com a bateria padrão instalada 2,7 kg com a bateria de maior autonomia instalada		
Interface do utilizador	LCD de ecrã tátil		
Condições de funcionamento			
Temperatura de funcionamento	5 °C - 35 °C		
Humidade relativa	15% a 93%		
Altitude	Até 3.048 m		
Corrente alterna			
Entrada	100 a 240 VCA, 50/60 Hz		
Saída	19 VCC, 6,3 A máx		
Consumo energético	120 W durante o carregamento		
Corrente contínua			
Entrada	12 - 16 VCC		
Saída	19 +/- 5% VCC, 6,3 A		
Alarme sonoro			
Nível sonoro	56 dBA ou superior quando medido a 1 m		
Tipo de alarme	Sem respiração, concentração de oxigénio baixa, frequência respiratória elevada, falha técnica, bateria fraca, nenhum fluxo, bateria gasta, falha de alimentação externa		
Bateria			
Química	Iões de lítio 14,4 VCC (nominal)		
Opções de bateria	Bateria padrão, Bateria de maior autonomia (equivalente a duas baterias padrão)		
Dimensões	Bateria padrão: 20,1 cm x 9,1 cm x 2,5 cm Bateria de maior autonomia: 20,1 cm x 9,1 cm x 4,8 cm		
Peso	Bateria padrão: 0,50 kg Bateria de maior autonomia 0,95 kg		
Potência watt-hora por bateria padrão	3,4 Ah x 3,6 V x 8 células = 97,9 Wh por bateria padrão		
Tempo de carregamento	Bateria padrão: 4 horas no máximo Bateria de maior autonomia: 8 horas no máximo		
Duração típica da bateria na definição de impulso 2, 20 BPM ²			
Bateria padrão	Até 4,5 horas		
Bateria de maior autonomia	Até 9 horas		
² As autonomias indicadas baseiam-se em baterias novas, completamente carregadas, utilizadas com um sistema SimplyGo Mini novo. A autonomia diminui à medida que a bateria envelhece e consoante as condições ambientais de funcionamento, o tempo de utilização e as condições de funcionamento do concentrador.			

Informação para encomendas

Dispositivo	Referência
O sistema SimplyGo Mini com a bateria padrão inclui: Concentrador de oxigénio portátil SimplyGo Mini, mala de transporte, uma bateria de iões de lítio recarregável padrão, cabos de alimentação de corrente contínua e corrente alterna, saco para acessórios e manual do utilizador	Internacional: 1113604
O sistema SimplyGo Mini com a bateria de maior autonomia inclui: Concentrador de oxigénio portátil SimplyGo Mini, mala de transporte, uma bateria de iões de lítio recarregável de maior autonomia, cabos de alimentação de corrente contínua e corrente alterna, saco para acessórios e manual do utilizador	Internacional: 1113605



Acessórios de substituição	Referência
Bateria de iões de lítio padrão	1116816
Bateria de iões de lítio de maior autonomia	1116817
Fonte de alimentação de corrente alterna SimplyGo Mini	1116818
Cabo de alimentação de CA do SimplyGo Mini	1082664
Fonte de alimentação de corrente contínua SimplyGo Mini	1116819
Carregador de bateria externo SimplyGo Mini	Ficha para o Reino Unido 1119949
Carregador de bateria externo SimplyGo Mini	Ficha para a UE 1119950
Cabo para utilização em aviões SimplyGo Mini	1113902

Acessórios - Sacos- Castanho	Referência
Saco de transporte e alça SimplyGo Mini, castanho	1119897
Saco de acessórios SimplyGo Mini, castanho	1116824
Mochila SimplyGo Mini, castanho	1116836

Acessórios - Sacos- Preto	Referência
Saco de transporte e alça SimplyGo Mini, preto	1119928
Saco de acessórios SimplyGo Mini, preto	1119893
Mochila SimplyGo Mini, preto	1119894

Garantias	Referência
Garantia de 1 ano para o filtro, de 3 anos para o sistema SimplyGo Mini	1120121
Garantia de 3 anos para o filtro, 3 anos para o sistema SimplyGo Mini	1122070
2 anos de extensão da garantia do filtro do SimplyGo Mini ³	1120123

³A extensão de garantia de 2 anos para o filtro é uma opção de aquisição de garantia pós-venda para as unidades adquiridas inicialmente com uma garantia de 1 ano para o filtro e 3 anos para o sistema.

Mais informações

Para mais informações sobre o SimplyGo Mini, ligue para o apoio ao cliente através do número +1-800-345-6443.

Visite www.philips.pt/simplygomini

Linha Ajuste certo

O SimplyGo Mini faz parte da nossa linha Ajuste certo, um portfólio completo de produtos de oxigénio e de programas inspirados pelos pacientes e concebidos para fomentar os negócios.