




**Catálogo de Equipamentos
e Acessórios para Diagnóstico
e Tratamento da Apneia do Sono,
Terapia Respiratória e Home Care**



Nossas Unidades (lojas):

- Fortaleza
- Juazeiro do Norte
- João Pessoa
- Natal
- Petrolina
- Recife
- Salvador
- São Luís
- Teresina
- Brasília
- São Paulo

Unidades Operacionais:

- Salvador (CD)
- Belo Horizonte
- Rio de Janeiro
- Resende

Centros de Distribuição:

- Nordeste
- Sudeste

QUEM SOMOS



A **LOCMED**, ao longo dos seus **24 anos** de mercado, tornou-se referência nacional em equipamentos e acessórios para diagnóstico e tratamento da apneia do sono, em ventilação mecânica, oxigenoterapia, terapia respiratória, home care e hospitais.

Buscamos entregar ao médico prescritor toda segurança, agilidade e suporte técnico especializado — garantindo que cada paciente receba o equipamento ideal, no tempo certo e com a orientação adequada.

Do consultório ao leito crítico, buscamos transformar indicação em cuidado efetivo, com equipamentos de alto desempenho e atendimento que acompanha cada etapa do tratamento. Nosso compromisso é apoiar a prática clínica com soluções confiáveis, eficientes e alinhadas aos melhores resultados para o paciente.



DISTÚRBIOS DO SONO

APNEALINK AIR



O polissonógrafo portátil ApneaLink Air é um equipamento de diagnóstico tipo III, ideal para ser realizado em domicílio.

- Facilidade de uso com botão iniciar/parar intuitivo;
- Luz indicativa de teste concluído;
- Canais de registro: fluxo, ronco, SAO², frequência cardíaca, posição e esforço respiratório;
- Funciona de forma integrada com Airview.



ACESSÓRIOS PARA O APNEALINK AIR



Cânula Nasal



Cinta para esforço



Sensor de esforço respiratório



Cabo USB



Cabo XPOD



Sensor SP02 reutilizável



Presilha para XPOD de oxímetro



Bolsa de transporte



MONITORIZAÇÃO

SOLUÇÃO SIMPLIFICADA BIOLOGIX

Polissonografia tipo IV utilizada para diagnóstico e acompanhamento do tratamento de ronco e apneia do sono.

O oxímetro utilizado no exame do sono Biologix é um dispositivo de alta resolução com design anatômico projetado para maior conforto do usuário.



OXÍMETRO NONIN

O oxímetro de pulso mais avançado da Nonin, o modelo WristOx2 3150 BLE, oferece medições altamente precisas em uma ampla gama de pacientes.

Ideal para acompanhamento ambulatorial, testes de caminhada e estudos do sono noturnos, o equipamento garante desempenho superior e criação de relatórios detalhados.

A transferência de dados é feita de forma rápida e segura, por meio do aplicativo NoninConnect.





CPAPs



CPAP AirSense 11 AutoSet Resmed

- Assistente pessoal de terapia;
- Pode ter conectividade BT ao oxímetro Nonin;
- Interface intuitiva;
- Ajuste automático de pressão.



AirSense 10 Autoset Resmed

- Autoset;
- Elite;
- Básico.



AirMini Resmed

- Super leve e compacto;
- Compatível às máscaras ResMed;
- Tecnologia de Umidificação Humidix.



AS100A **AEOMED**

- Pressão automática;
- Tela touch screen.



CPAP Dreamstation **PHILIPS**

- Ajustes avançados de conforto;
- Funcionamento ultra silencioso;
- Monitoramento via Bluetooth e/ou modem.



CPAP Sleeplive 12 Pro **yuwell**

- Tela touchscreen;
- Conectividade 4G;
- Módulo de oximetria pode ser integrado.



BIPAPs



Dreamstation Avaps **PHILIPS**

- Alívio de pressão;
- Volume garantido;
- Design compacto.



AirCurve S10 Resmed

- VAuto;
- Telemonitoramento.



MÁSCARAS

yuwell



Máscara Facial YF01



Máscara Nasal YN02



Máscara Nasal YN03



Máscara Pillow YP01

Fisher & Paykel
HEALTHCARE



Máscara Nasal Evora



Máscara Pillow Brevida



Máscara Nasal Eson 2



Máscaras Facial Freemotion



Máscara Facial Vitera

PHILIPS



Máscara Nasal Pico



Máscara Nasal Wisp



Máscara Nasal DreamWear



Máscara Pillow DreamWear



Máscara Full Face Fitlife



Máscara Facial Amara View



Máscara Facial Nivairo c/ entrada p/ O2



Máscara Wisp Youth Juvenil



Máscara Wisp Pediátrica

Resmed



Máscara Facial Airfit F20



Máscara Facial Airfit F30



Máscara Facial Airfit F40



Máscara Facial Mirage Quattro c/entrada p/O2



Máscara Pixi 5i



Máscara Nasal Airfit N20



Máscara Nasal Airfit N30



Máscara Nasal Airfit N30i



Máscara Nasal Air Touch N30i



Máscara Pillow Airfit P30i



FILTROS E ACESSÓRIOS

TRAQUEIAS



Água destilada



Traqueia 1,8m
ventcare



Traqueia Branca Premium
PHILIPS



Traqueia Slimlime
Resmed



Traqueia Aquecida
Resmed

ACESSÓRIOS PARA VENTILAÇÃO



Filtro Bacteriológico



Filtro HME Pediátrico



Jarra Umidificação Descartável



Jarra Umidificação Reutilizável



Circuito Reutilizável Adulto e Pediátrico

FILTROS



Filtro ultrafino para CPAP Airsense 10



Filtro para CPAP Yuwell



Filtro para Sleepive



Filtro para Armini



Filtro Ultrafino DreamStation



Filtro Polen DreamStation



Filtro para Airmini HumiDX



OXIGENOTERAPIA

CONCENTRADORES



Concentrador de Oxigênio Portátil ROVE 6

inogen



Concentrador de Oxigênio EverFlo 5 LPM

PHILIPS

TERAPIA DE ALTO FLUXO

MyAirvo
Fisher & Paykel HEALTHCARE



Um umidificador com gerador de fluxo integrado que produz gases aquecidos e umidificados para pacientes que respiram espontaneamente. Indicado para pacientes domiciliares ou que se encontram em clínicas de tratamento para pacientes crônicos.

VENTILAÇÃO



Astral 100 e 150

Resmed



Trilogy EVO

PHILIPS

DISPOSITIVO OPEP



O dispositivo **Aerobika* OPEP** (Pressão Expiratória Positiva Oscilante) é uma terapia sem drogas a ser usada diariamente para ajudar os pacientes a manter suas vias aéreas desobstruídas. É como uma fisioterapia para os pulmões.

Possui 5 configurações de resistência (para se ajustar à capacidade expiratória de cada paciente). É fácil de usar, limpar e desinfetar, além de ser compatível com a terapia de nebulização.



Prisma 50 Vent
LÖWENSTEIN



 **4000.1675**
0800 941 1675

sac@locmed.com.br
www.locmed.com.br

 Locmed Hospitalar

